

OrthoWedge - Trykaflastning Af Forfoden



Indikationer

- Postoperativt efter indgreb ved Hallux Valgus, Digitus Malleus og andre osteotomier med eller uden osteosyntese
- Hammertå-/klotå operationer
- Heling af kroniske forfodssår

Tilbehør

Tåkappe kan tilkøbes, så OrthoWedge kan lukkes i tåen. Se referencenumre under sortiment.

Produktinfo

OrthoWedge er en hælsko til aflastning af forfoden.

Med OrthoWedge flyttes vægten fra forfoden til midt- og hæloområdet, så forfoden aflastes og hurtigere healing fremmes. Skoen er åben i tåen (tåkappe kan tilkøbes) og sålens kantede tåområde samt skoens lange velcrostrapper sikrer, at skoen kan tilpasses selv større bandager.

Det anbefales at anvende en TwinShoe, højdeudligningssko, til den anden fod for at forebygge kompensationskader. Du finder TwinShoe under relaterede produkter herunder eller under menupunktet Trykaflastningssko og såler.

Brugervejledning

- Åbn skoens velcrostropper
- Sæt foden i den åbne sko, sørg for, at foden er placeret sikkert i skoen
- Luk skoen med velcrostropperne
- Foden må hverken sidde for stramt eller for løst i skoen
- Når du går, må afrulningen kun ske til den indre kant
- Afrulning til den yderste kant kan påvirke negativt
- OrthoWedge må maksimalt anvendes i 6 uger

Vaskeanvisning

- OrthoWedge kan tørres af med en fugtig klud, hvis den er let snavset eller renses med en blød børste
- Håndvask: OrthoWedge kan vaskes i hånden med koldt vand og en let sæbeblanding og derefter tørre i luften
- OrthoWedge må ikke tørres i en tørretumbler og heller ikke på radiatoren. Skoen skal tørre ved stuetemperatur

Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
XS (33,5-37)	OrthoWedge	1 stk	OW0B-ST
S (37,5-39,5)	OrthoWedge	1 stk	OW1B-ST
M (40-41)	OrthoWedge	1 stk	OW2B-ST
L (42-44)	OrthoWedge	1 stk	OW3B-ST
XL (45-47)	OrthoWedge	1 stk	OW4B-ST
Tåkappe, XS (33,5-37)	Tåkappe til OrthoWedge	1 stk	TCO0
Tåkappe, S (37,5-39,5)	Tåkappe til OrthoWedge	1 stk	TCO1
Tåkappe, M (40-41)	Tåkappe til OrthoWedge	1 stk	TCO2
Tåkappe, L (42-44)	Tåkappe til OrthoWedge	1 stk	TCO3
Tåkappe, XL (45-47)	Tåkappe til OrthoWedge	1 stk	TCO4