

# OrthoWedge - Trykaflastning Af Forfoden



## Indikationer

- Postoperativt efter indgreb ved Hallux Valgus, Digitus Malleus og andre osteotomier med eller uden osteosyntese
- Hammertå-/klotå operationer
- Heling af kroniske forfodssår

## Tilbehør

Tåkappe kan tilkøbes, så OrthoWedge kan lukkes i tåen. Se referencenumre under sortiment.

## Produktinfo

OrthoWedge er en hælsko til aflastning af forfoden.

Med OrthoWedge flyttes vægten fra forfoden til midt- og hælområdet, så forfoden aflastes og hurtigere healing fremmes. Skoen er åben i tåen (tåkappe kan tilkøbes) og sålens kantede tåområde samt skoens lange velcrostrapper sikrer, at skoen kan tilpasses selv større bandager.

Det anbefales at anvende en TwinShoe, højdeudligningssko, til den anden fod for at forebygge kompensationskader. Du finder TwinShoe under relaterede produkter herunder eller under menupunktet Trykaflastningssko og såler.

## Brugervejledning

- Åbn skoens velcrostropper
- Sæt foden i den åbne sko, sørg for, at foden er placeret sikkert i skoen
- Luk skoen med velcrostropperne
- Foden må hverken sidde for stramt eller for løst i skoen
- Når du går, må afrulningen kun ske til den indre kant
- Afrulning til den yderste kant kan påvirke negativt
- OrthoWedge må maksimalt anvendes i 6 uger

## Vaskeanvisning

- OrthoWedge kan tørres af med en fugtig klud, hvis den er let snavset eller renses med en blød børste
- Håndvask: OrthoWedge kan vaskes i hånden med koldt vand og en let sæbeblanding og derefter tørre i luften
- OrthoWedge må ikke tørres i en tørretumbler og heller ikke på radiatoren. Skoen skal tørre ved stuetemperatur

## Sortiment

| Størrelse              | Indhold                | Pakning | Ref. nr. |
|------------------------|------------------------|---------|----------|
| XS (33,5-37)           | OrthoWedge             | 1 stk   | OW0B-ST  |
| S (37,5-39,5)          | OrthoWedge             | 1 stk   | OW1B-ST  |
| M (40-41)              | OrthoWedge             | 1 stk   | OW2B-ST  |
| L (42-44)              | OrthoWedge             | 1 stk   | OW3B-ST  |
| XL (45-47)             | OrthoWedge             | 1 stk   | OW4B-ST  |
| Tåkappe, XS (33,5-37)  | Tåkappe til OrthoWedge | 1 stk   | TCO0     |
| Tåkappe, S (37,5-39,5) | Tåkappe til OrthoWedge | 1 stk   | TCO1     |
| Tåkappe, M (40-41)     | Tåkappe til OrthoWedge | 1 stk   | TCO2     |
| Tåkappe, L (42-44)     | Tåkappe til OrthoWedge | 1 stk   | TCO3     |
| Tåkappe, XL (45-47)    | Tåkappe til OrthoWedge | 1 stk   | TCO4     |