

Elastisk Tape - Kinesiologi Tape



Indikationer

- Lindrer ømhed i muskler og sener
- Forbedrer ydeevnen ved kontinuerlig stimulering
- Stimulerer blodcirkulationen og lymfecirkulationen

Produktinfo

Mecron kinesiologi tape er en elastisk tape specielt udviklet til sport og til kinesiologisk behandling. Mecron kinesiologi tape er vandfast, meget holdbar og kan blive på huden i flere dage. Tapen er strækbar op til 30%.

Mecron kinesiologi tape anvendes i behandling af muskel-, facia- og senesyntomer og forbedrer ydeevnen ved hjælp af kontinuerlig receptorstimulering. Den naturlige helbredende proces er forbedret som følge af forbedret cirkulation i det tapede område.

Mecron kinesiologi tape er 5 cm x 5 m og kan købes i 5 farver.

Brugervejledning

- Huden skal være ren (vasket med varmt vand og sæbe) og tør, når tapen sættes på
- Tapen sættes løst på
- Sørg for at enderne er fastsat uden at de er spændte
- Vær sikker på, at patienten har en korrekt kropsholdning, når tapen sættes på
- Fastgør tapen med ydersiden af tommelfingeren, og sørg for, at tapen ikke buer eller er krøllet
- Undgå at berøre limlaget for at forhindre fjernelse af klæbemidlet
- Efter fastgørelse af tapen, gnid på tapen for at aktivere limen. Sørg for at gnide langs båndets længde
- Når du fjerner tapen, hold fast i den omgivende hud med hånden. Dette reducerer patientens smerter og beskytter huden mod irritation

Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
5 cm x 5 m, SORT	1 rulle	1 stk	DKT-S
5 cm x 5 m, BLÅ	1 rulle	1 stk	DKT-B
5 cm x 5 m, BEIGE	1 rulle	1 stk	DKT-H
5 cm x 5 m, RØD	1 rulle	1 stk	DKT-R
5 cm x 5 m, GUL	1 rulle	1 stk	DKT-G