

Uelastisk Hvid Sportstape



Indikationer

- Muskelsmerter
- Ledsmerter
- Immobilisering af led ved sport
- Kan bruges forebyggende og til behandling af skader

Produktinfo

Uelastisk hvid sportstape med stærk hæftende, hudvenlig klæbemasse. Tapen er latexfri og kan applikeres direkte på huden.

Uelastisk hvid sportstape kan anvendes ved muskelsmerter, ledsmerter og til at immobilisere led ved sport. Tapen kan bruges forebyggende og til behandling af skader.

Huden skal være ren og tør, når tapen sættes på. For at lette håndteringen kan tapen rives over både på tværs og på langs.

Uelastisk hvid sportstape findes i to størrelser: 2,5 cm x 10 m og 3,8 cm x 10 m

Brugervejledning

- Huden skal være ren og tør, når tapen sættes på
- Patienten skal have en lige kropsholdning, når tapen sættes på
- Tapen skal sættes lige på og må ikke krølle
- Gnid på tapen for at sikre, at den sidder korrekt
- Når tapen fjernes, så hold fast i den omgivende hud med hånden. Dette reducerer patientens smerter og beskytter huden mod irritation

Sortiment

2,5 cm x 10 m	Hvid uelastisk sportstape	1 stk	1350AM
3,8 cm x 10 m	Hvid uelastisk sportstape	1 stk	1351AM
2,5 cm x 10 m	Hvid uelastisk sportstape	48 stk.	1350
3,8 cm x 10 m	Hvid uelastisk sportstape	32 stk.	1351