



Aquaceso - Innovativ Løsning Til Sårspuling



Indikationer

- Aquaceso kan anvendes til størstedelen af alle akutte og kroniske sår i inflammations-, proliferations- og maturationsfasen

Produktinfo

Aquaceso er verdens første engangsløsning til spuling af sår, den er udviklet i tæt samarbejde med sårsygeplejersker i Danmark.

Aquaceso er effektiv, da den både leverer en kraftig og stabil spuling og den rette vandmængde til spuling af størstedelen af akutte og kroniske sår, og dermed lever op til danske og internationale guidelines.

Hvorfor er Aquaceso et rigtig godt valg til sårspuling?

- Aquaceso er sikker og nem at anvende på grund af det unikke design
- Aquaceso kan anvendes til størstedelen af alle akutte og kroniske sår i inflammations-, proliferations- og maturationsfasen
- Aquaceso kan indeholde 300 ml vand/skyllevæske, som dækker behovet for en typisk sårspuling op til 10 cm sårlængde/diameter
- Aquaceso kan anvendes med vandhanevand på 32 grader. Herved opretholdes sårtemperaturen og sårhelingsprocessen under spuling understøttes
- Aquaceso spulehovedet kan vinkles og består af 3 dyser, som sikrer en bred spulingsflade
- Aquaceso har et formbart og transparent spuleskjold, som sikrer en tæt og visuel spuling
- Aquaceso er et personligt værnemiddel, der beskytter sårbehandleren mod gensprøjt af kontamineret vand/skyllevæske
- Aquaceso er et engangsprodukt, som minimerer risikoen for smitte samt overførsel af mikroorganismer
- Aquaceso er latexfri

Brugervejledning

- Påfyld vand/skyllevæske
- Skru spulehovedet på
- Sæt spuleskjoldet på
- Aquaceso er nu klar til sårspuling

Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
Æske med 10 stk.	Aquaceso	Æske med 10 stk.	45111